

Cytoplast™ Titanium-Reinforced

Titanium-Reinforced, High-Density PTFE Membrane



Anterior Perio 13 mm x 19 mm
Ön bölgedeki periodontal defektler için tasarlanmıştır

Posterior Perio 13 mm x 18 mm
Arka bölgedeki periodontal defektler için tasarlanmıştır

Anterior Narrow 12 mm x 24 mm
Özellikle tek kemik duvarlarının olmadığı dar tek diş çekim bölgeleri için tasarlanmıştır

Anterior Singles 14 mm x 24 mm
Tekli veya çoklu kemik duvarlarının olmadığı, tek diş çekim bölgeleri için tasarlanmıştır.

Buccal 17 mm x 25 mm
Geniş bukkal defektler için tasarlanmıştır

Posterior Singles 20 mm x 25 mm
Posterior çekim alanları ve sınırlı alveoler kret ogmentasyonu için tasarlanmıştır

Posterior Singles T² 25 mm x 36 mm
Posterior çekim alanları ve sınırlı alveoler kret ogmentasyonu için tasarlanmıştır

Posterior Large 25 mm x 30 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır

Posterior Large T² 30 mm x 41 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır

Ti-250
(250 µm thick)

Ti-150
(150 µm thick)



XL 30 mm x 40 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren
çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır

XLK 30 mm x 40 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren
çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır

Anterior Trans Crestal 24 mm x 38 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da
içeren komşu dişler arasındaki
kemik defektleri için tasarlanmıştır

Posterior Trans Crestal 38 mm x 38 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da
içeren komşu dişler arasındaki
kemik defektleri için tasarlanmıştır


Posterior Distal 38 mm x 38 mm
Posterior kretin distal uzantısını da
içeren geniş kemik defektleri için
tasarlanmıştır

K2 40 mm x 50 mm
Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren
çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır

Ti-250
(250 µm thick)



Ti-150
(150 µm thick)



Cytoplast™ TXT-200 & TXT-200 Singles

Micro-Textured, High-Density PTFE Membrane

Soket koruma
için en ideal
membran

Non-Resorbable
%100 Dense (Non-Expanded) PTFE

TXT-200 Singles

12 mm x 24 mm

TXT-200

25 mm x 30 mm



Cytoplast™ PTFE Suture

The Soft Monofilament Suture

CS0618RC

Dental implant ve kemik greftleme operasyonları için tasarlanmıştır.

CS0618PREM

Daha küçük ve ters kesim iğne gerektiren dental implant ve kemik greftleme işlemleri için tasarlanmıştır.

CS0618PERIO

Yumuşak doku greftleri ve hassas dokular için atravmatik bir iğne gerektiren işlemler için tasarlanmıştır.

CS051819

Diş hekimliğindeki en ideal iğne ve dikiş boyutu

CS0518

Dental implant ve kemik greftleme işlemleri için en ideal iğne ve dikiş boyutu

CS0418

Daha uzun bir iğne gerektiren işlemler için tasarlanmıştır.

- USP 4-0
- 16 mm 3/8 Yuvarlak - Hassas Ters Kesim
- USP 4-0
- 13 mm 3/8 Yuvarlak - Hassas Ters Kesim
- USP 4-0
- 13 mm 1/2 Yuvarlak - Konik
- USP 3-0
- 19 mm 3/8 Yuvarlak - Ters kesim
- USP 3-0
- 16 mm 3/8 Yuvarlak - Ters kesim
- USP 2-0
- 19 mm 3/8 Yuvarlak - Ters kesim



Cytoplast™ RTM Collagen

Type I Bovine Collagen Membrane

26-38 Hafta
Rezorbsiyon
Süresi



15 mm x 20 mm



20 mm x 30 mm



30 mm x 40 mm