



## Pro-Fix™

Precision Fixation System



### Individual Components Bireysel Parçalar



Paslanmaz Çelik El Tutacağı		PFDH
76mm Vida Taşıma Ucu		PFDB
56mm Vida Taşıma Ucu		PFDB56
Anguldurva için Taşıma Ucu (24mm uzunluk; 10mm distal uzunluk)		PFDBCA
1.2mm Pilot Frez		PFPD
Otoklava girebilen Tecapro™ Saklama Kutusu		PFT

Saklama kutusu membran sabitleme, çadır ve kemik sabitleme vidalarından toplam 100 adet ile tüm Pro-Fix™ parçalarını muhafaza edecek şekilde tasarlanmıştır.

Vida taşıma uçları tüm Pro-Fix™ membran sabitleme, çadır ve kemik sabitleme vidaları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

## Pro-Fix™ Membrane Fixation

Precision Fixation System

Pro-Fix™ Membran Sabitleme vidaları, membran stabilizasyonu için kullanılan pinlere alternatif olarak tasarlanmıştır. Vidaların saklama kutusundan kolay alınabilmesi, taşıma ucunun vida ile mükemmel uyumu ile cerrahi bölgeye kolay taşınabilmesi ve kemiğe kolay yerleştirilebilmesi ile membran sabitleme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.

### Self-Drilling Membrane Fixation Screws

Kendiliğinden İlerleyen Membran Sabitleme Vidaları



1.5mm x 3mm | PFMF

1.5mm x 5mm | PFMF5

## Pro-Fix™ Tenting

Precision Fixation System

Pro-Fix™ çadır vidaları kendiliğinden ilerleyen ucu, cilalanmış boynu ve geniş başı ile horizontal ve vertikal kemik rejenerasyon işlemlerinde rezorbe olan ve rezorbe olmayan membranların altındaki boşluğu korumak için tasarlanmıştır.

### Self-Drilling Tenting Screws

Kendiliğinden İlerleyen Çadır Vidaları

1.5mm x 3mm | PFT3

3mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 7mm

1.5mm x 4mm | PFT4

4mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 8mm

1.5mm x 5mm | PFT5

5mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 9mm



## Pro-Fix™ Bone Fixation

Precision Fixation System

Pro-Fix™ kemik sabitleme vidaları düz eğimli, kendiliğinden kılavuzlu yivleri ile vidalara daha az tork ile daha yüksek kenetlenme kuvveti verir. Vida yivleri, sert kemiğe kolay giriş sağlanması için bir kesme oluğu bulundurulur.

### Self-Tapping Bone Fixation Screws

Kendiliğinden Kılavuzlu Kemik Sabitleme Vidaları

1.5mm x 8mm | PFB8

1.5mm x 10mm | PFB10

1.5mm x 12mm | PFB12

1.5mm x 14mm | PFB14

